

Autosampler Carousel

für VAPODEST 50s



Destilliersystem mit automatischer Probenzuführung für den voll-automatischen Analysenablauf im Labor. Die Proben werden direkt aus dem Karussell in das Destilliersystem VAPODEST 50s geführt. Dabei sorgt die robuste, pneumatische Technik für absolut zuverlässigen Funktionsablauf. Alle Funktionen werden kontinuierlich über ein Fehlerdiagnosesystem überwacht.

Das Gerät ist für den Dauereinsatz mit großen Probenmengen ausgelegt. Die notwendige Präsenzzeit am Gerät reduziert sich auf das Beladen mit Probengläsern und Befüllen mit Chemikalien. Die Datenübertragung unterstützt die Eingabe von proberelevanten Daten.

Verschiedene Karussell-Einsätze ermöglichen die Zufuhr von 20 Aufschlussgläsern 250 ml oder 16 Aufschlussgläsern 400 ml oder 12 Aufschlussgläsern 800 ml. Kompakte, platzsparende Bauweise und integrierter Kanistersatz mit Füllstandskontrolle.

VAPODEST- Manager Steuerung über PC

Leistungsfähige Steuerungs- und Datenverarbeitungssoftware für den VAPODEST 50s und VAPODEST 50s carousel

- Komfortable Bedienung durch gängige Windows® Fenstertechnik
- Jederzeit Überblick über alle Betriebsparameter und laufenden Prozesse
- Probendaten-Import und -Export via Waage, Barcodescanner oder LIMS-System, etc.
- Dokumentation aller probenrelevanten Daten und Vorgänge durch Logbuch-Aufzeichnung
- Verschiedene Benutzerebenen für transparente Arbeitsorganisation
- Methodenbibliothek für verschiedene Anwendungen und vieles mehr