

Traditionelle Kjeldahl Destillationsapparatur



Apparatur für Destillationen nach **Kjeldahl**. Geeignet für Kjeldahlkolben in den Größen 50, 100, 250, 500 und 750 ml.

Destillierapparate mit Kjeldahlkolben 50-250 ml

Reihenheizbank KI 16, geeignet für 6 Destillationen in Kjeldahlkolben 50 ml oder 100 ml (Mikro) bzw. 250 ml (Halbmikro). Lieferung mit Kjeldahlkolben, Reitmair-Aufsätzen, Kühlrohren, Auslaufrohren, Erlenmeyerkolben, allen Gummiverbindungen, Stativen und Netzanschlusskabel.

Verfügbare Modelle

- KI9/16 Destillierapparat mit 6 Kolben 50 ml, Bestellnr. 10-0037
- KI9/16 Destillierapparat mit 6 Kolben 100 ml, Bestellnr. 10-0038
- KI9/16 Destillierapparat mit 6 Kolben 250 ml, Bestellnr. 10-0039
-

Destillierapparate mit Kjeldahlkolben 500-750 ml

Reihenheizbank KI 24 bzw. KI 26, geeignet für 4-6 Destillationen in Kjeldahlkolben 500 ml oder 750 ml (Makro). Lieferung mit Kjeldahlkolben, Reitmair-Aufsätzen, Kühlrohren, Auslaufrohren, Erlenmeyerkolben, allen Gummiverbindungen, Stativen und Netzanschlusskabel.

Verfügbare Modelle

- KI12/24 Destillierapparat mit 4 Kolben 500 ml, Bestellnr. 10-0040
- KI12/24 Destillierapparat mit 4 Kolben 750 ml, Bestellnr. 10-0041
- KI12/26 Destillierapparat mit 6 Kolben 500 ml, Bestellnr. 10-0042
- KI12/26 Destillierapparat mit 6 Kolben 750 ml, Bestellnr. 10-0043

Hier erhalten Sie Informationen zu automatischen Destillationssystemen: VAPODEST.