

## Software für die Schnellextraktion

### *SOX THERM-Manager*



SOX THERM-Manager ist eine leistungsfähige Software, die alle Anforderungen an ein zeitgemäßes Labormanagement erfüllt und auf jedem gängigen PC oder Laptop mit Betriebssystem Microsoft Windows 98, XP oder Vista einfach zu installieren ist.

Alle von der Steuereinheit MULTISTAT bekannten Funktionen sind im Programm integriert. Zusätzlich stehen vielfältige Diagnose- und Dokumentationsoptionen zur Verfügung.

#### **Funktionen**

- Individuelle Steuerung von bis zu 4 SOX THERM Extraktionsgeräten (bis zu 24 Proben gleichzeitig)
- Überwachung der SOX THERM-Einheiten
- Programmierung und Speichern von Extraktionsprogrammen
- Protokollierung und Dokumentation aller relevanten Daten
- Diagnosefunktionen für optimalen Extraktionsablauf
- Übersichtliche Anordnung der relevanten Statusanzeigen in separaten "Fenstern"  
für komfortable Kontrolle aller Funktionen der laufenden Analyse