

## Traditionelles Soxhlet Extraktionsgerät



### Anwendung

Extraktionsgeräte für Analysen nach der Soxhlet Methode, Twisselmann und anderen Methoden.

### Verfügbare Modelle

Reihenheizbank mit 4 oder 6 individuell regelbaren Heizstellen. Die Lieferung erfolgt mit Auflegemulden, Luftbadeinlagen, Stativstäben (600 mm x 12 mm) und Netzanschlusskabel.

- EV6 All/14, Extraktionsapparat 4-stellig, 230 V 50-60 Hz, Bestellnr. 10-0011
- EV6 All/16, Extraktionsapparat 6-stellig, 230 V 50-60 Hz, Bestellnr. 10-0012

### Zubehör für Extraktionsheizapparate

- Halter mit fester Muffe zur Befestigung von Soxhlet-Glasteilen an den Stativstangen, Bestellnr. 10-0054
- Kühlwasserversorgung K4, für vierstelligen Extraktionsheizapparat, Bestellnr. 10-0059
- Kühlwasserversorgung K6, für sechsstelligen Extraktionsheizapparat, Bestellnr. 10-0060
- Soxhlet-Glassatz, 3teilig (1 Stehkolben 500 ml, 1 Extraktor 180 ml, 1 Schlangenkühler), Bestellnr. 10-0061
- Extraktionshülsen 33 x 80 mm (25 Stück), Bestellnr. 13-0054

**Informationen zu Extraktionsgeräten mit vollautomatischem Programmablauf und umfassenden Sicherheitsfunktionen erhalten Sie unter SOXTHERM.**