

System zur ADF-, NDF- und Rohfaserbestimmung FIBRE THERM



System zur Automatisierung aller notwendigen Dosier, Koch- und Filtrationsvorgänge in der Rohfaseranalytik bzw. der ADF (Acid Detergent Fibre) und NDF (Neutral Detergent Fibre) Bestimmung.

Systemausrüstung FIBRE THERM

- Geschlossenes System
- 9 Programme definierbar
- Automatische Säurezugabe
- Automatische Laugenzugabe
- Automatische Spülwasserzugabe
- Automatische Absaugung
- Kühlwasserkontrolle
- Umfangreiche Funktionsüberwachung
- 12 Probenplätze

Optionales Zubehör für FIBRE THERM

- Externe Dosierpumpe zur Automatisierung der Amylasezugabe bei der Bestimmung von NDF
- Kanistersatz mit Niveauüberwachung

Notwendiges Zubehör für FIBRE THERM

- RF, 100 Stück FIBREBAGS für die Rohfaserbestimmung, Bestellnr. 10-0128
- ADF, 100 Stück FIBREBAGS für die ADF-/NDF-Bestimmung, Bestellnr. 10-0127
- SPF, Glas-Spreizfinger, Bestellnr. 10-0124