


Traditionelle Apparatur für die Rohfaserbestimmung



Für die Bestimmung von Rohfaser in Futtermitteln.

Komplettes, betriebsbereites Gerät mit Spezialstativen, Glaskühlaufsätzen, Ringauflagen, Silikonschlauchverbindungen, Bechergläsern 1000 ml und Netzanschlusskabel.

Verfügbare Modelle

- RF 16/1 Rohfaserauflösungsapparat, 1stellig, 230 V 50-60 Hz, 450 W, Bestellnr. 10-0016
- RF 16/4 Rohfaserauflösungsapparat, 4stellig, 230 V 50-60 Hz, 1800 W, Bestellnr. 10-0017
- RF 16/6 Rohfaserauflösungsapparat, 6stellig, 230 V 50-60 Hz, 2700 W, Bestellnr. 10-0018

Informationen zu Systemen mit programmierbaren Dosier-, Koch- und Filtrationsvorgängen erhalten Sie unter [FIBRE THERM](#).