

Glastrockner

STL 56



Warmluftgebläse zum Trocknen von Laborgläsern. Drehbarer Trockenaufsatz mit 56 seitlichen Trockenrohren. 24 Rohre von 16 mm Ø für große Gefäße, 32 Rohre von 11 mm Ø für kleine Gefäße. Eingebautes 1000 W Gebläse mit Heizgitter, welches gefilterte Luft in die Kolben abgibt. Höchsttemperatur im Gefäß ca. 50 °C. Bedienelemente mit Kontrollleuchte für Netz und Heizung. Hauptschalter für Kalt- oder Warmbetrieb mit elektrischer Zeitschaltuhr.

- Glasschnelltrockner STL 56, 230V 50Hz, Bestellnr. 10-0010