

Heizbank für Bechergläser

EV



Flexibel einsetzbare Einzelheizer und Reihenheizbänke mit Überstromschutzschalter und Kontrolllampe. Jede Heizstelle ist einzeln stufenlos regelbar. Maximaltemperatur 425 °C.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die Heizbänke können aufgerüstet werden zu:

- Extraktionsapparaten
- Rohfaseraufschlusseinheiten
- Hydrolyseeinheiten
- Aufschlussapparaten
- Destillationsapparaten

Weitere Informationen erhalten Sie durch Klicken auf das jeweilige Stichwort.



Verfügbare Modelle

- EV1 Einzelheizer, 1stellig, 230 V 50-60 Hz 450 W, Bestellnr. 10-0001
- EV14 Reihenheizbank, 4stellig, 230 V 50-60 Hz 1800 W, Bestellnr. 10-0005
- EV16 Reihenheizbank, 6stellig, 230 V 50-60 Hz 2700 W, Bestellnr. 10-0006
- weitere Spannungen auf Anfrage

Zubehör für das Beheizen von Bechergläsern und Kolben mit flachem Boden

- Auflageplatte AO, 120 mm Durchmesser für Becher bis 2000 ml und Kolben mit flachem Boden, Bestellnr. 10-0051

Zubehör für das Beheizen von Kolben

- Auflegemulde AI, 65 mm Durchmesser für Kolben bis 100 ml, Bestellnr. 10-0052
- Auflegemulde AII, 95 mm Durchmesser für Kolben 250 ml - 500 ml und Kjeldahlkolben 500 ml - 750 ml, Bestellnr. 10-0053
- Luftbadeinlage (Spinne) SPII für Auflegemulde AII, Bestellnr. 10-0056
- Stativstab ST60, 600 mm Länge, Bestellnr. 10-0097
- Stativstab ST100, 1000 mm Länge, Bestellnr. 10-0100
- Auflagegabel AG, für Kolbenhäse, Bestellnr. 10-0098