

Heizbank für Kolben

KI



Zuverlässige Einzelheizer und Reihenheizbänke zur Intensivbeheizung von Kolben. Mit stufenloser Leistungsregelung und Überschutzschalter mit Kontrolllampe.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die Heizbänke können aufgerüstet werden zu:

- Extraktionsapparaten
- Rohfaseraufschlusseinheiten
- Hydrolyseeinheiten
- Aufschlussapparaten
- Destillationsapparaten

Verfügbare Modelle

Einzelheizer

- KI1 Einzelheizer, 1stellig, 600 °C, 230 V 50-60 Hz 450 W für Kolben 50 ml - 250 ml, Bestellnr. 10-0003
- KI2 Einzelheizer, 1stellig, 650 °C, 230 V 50-60 Hz 580 W für Kolben 250 ml - 1000 ml, Bestellnr. 10-0004

Reihenheizbänke

- KI16 Reihenheizbank, 6stellig, 600 °C, 230 V 50-60 Hz 1800 W für Kolben 50 ml - 250 ml, Bestellnr. 10-0007
- KI24 Reihenheizbank, 4stellig, 650 °C, 230 V 50-60 Hz 2320 W für Kolben 250 ml - 750 ml, Bestellnr. 10-0008
- KI26 Reihenheizbank, 6stellig, 650 °C, 400 V 3P+N, 50-60 Hz 3480 W für Kolben 250 ml - 750 ml, Bestellnr. 10-0009

Zubehör für das Beheizen von Kolben

- Stativstab ST60, 600 mm Länge, Bestellnr. 10-0097
- Stativstab ST100, 1000 mm Länge, Bestellnr. 10-0100
- Auflegegabel AG, für Kolbenhälse, Bestellnr. 10-0098

