

Inkubatorschüttler mit Längs- oder Kreisbewegung: THERMOSHAKE



THERMOSHAKE VT und TH

Das umfangreiche Schüttler-Programm von Gerhardt wird durch 4 neue Inkubatorschüttler anspruchsvoll erweitert.

Alle Modelle sind mit der neuen, wärmeisolierten Temperierkammer ausgestattet, die eine hohe Temperaturstabilität gewährleistet. Die Modelle VTO 500 und VTL 500 garantieren dank der eingebauten Peltier-Kühlelemente einen präzisen Regelbereich von 10 °K unter Raumtemperatur bis maximal 60 °C. Die Modelle THO 500/1 und THL 500/1 bieten ohne Kühlfunktion einen präzisen Regelbereich von 5 °K über Raumtemperatur bis 60 °C.

Die Vorteile

- wärmeisolierte Temperierkammer
- Energieersparnis durch geringen Wärmeverlust
- hohe Temperaturstabilität
- umfangreiches Zubehör
- Platzersparnis durch Etagenkonsole mit 2 Tablarern
- optimale Raumausnutzung
- Zubehör zur Befestigung von Flaschen, Scheidetrichern, Erlenmeyerkolben uvm.
- komfortable Bedienung über Folientastatur
- Abspeichern von bis zu 9 Programmen
- hohe Temperaturkonstanz im Innenraum
- umweltfreundlich, weil kein Kühlmittel notwendig
-