

KLASSISCHER DESTILLIERAPPARAT



Apparatur für klassische, manuelle Kjeldahl-Destillationen in bewährter C. Gerhardt-Qualität. Reihenheizbank mit 6 individuell regelbaren Heizstellen für Kjeldahlkolben 500 ml oder 750 ml.

Komplett, mit Kjeldahlkolben, Reitmair-Aufsätzen, Kühlrohren, Auslaufrohren, Erlenmeyerkolben, allen Gummiverbindungen, Stativen und Netzanschlusskabel.

Die Apparatur muss von einem Elektriker fest angeschlossen werden.

Lieferumfang

- Reihenheizbank KI
- Kompletter Destillieraufsatz
- Kjeldahlkolben
- Erlenmeyerkolben
- Betriebsanleitung

Bestelldaten

Bestellnr.	Typ	Beschreibung
10-0042	KI 12/26	Destillierapparat Kjeldahl 6-stellig, mit Kolben 500 ml, 400 V 3P+N, 50-60 Hz*
10-0043	KI 12/26	Destillierapparat Kjeldahl 6-stellig, mit Kolben 750 ml, 400 V 3P+N, 50-60 Hz*
		Version 115 V
10-0227	KI 12/26	Destillierapparat Kjeldahl 6-stellig, mit Kolben 500 ml, 115 V, 60 Hz
10-0228	KI 12/26	Destillierapparat Kjeldahl 6-stellig, mit Kolben 750 ml, 115 V, 60 Hz

* Muss vom Elektriker fest angeschlossen werden

Technische Daten

Typ	KI 12/26
Max. Temperatur [°C]	650
Heizstellen	6
für Kolbengrößen [ml]	500, 750
Maße B / T / H [mm]	950 / 380 / 950
Gewicht [kg]	35
Nennspannung [V]	400 V 3P+N, 115
Frequenz [Hz]	50 - 60 ¹⁾
Nennaufnahme [W]	3480

1) Ausführung 115 V nur 60 Hz

Zubehör

Bestellnr.	Typ	Beschreibung
10-0087	KB	Korkblockunterlage, für Erlenmeyer-Vorlagengefäß
10-0079	E100	Erlenmeyerkolben 100 ml
10-0080	E300	Erlenmeyerkolben 300 ml
10-0099	AD	Halter für Destillierkolben
10-0071	Rma	Reitmair Dest-Aufsatz, für Kolben 500 ml und 750 ml
10-0074	K50	Kjeldahl-Kolben, 50 ml
10-0075	K100	Kjeldahl-Kolben, 100 ml
10-0076	K250	Kjeldahl-Kolben, 250 ml
10-0077	K500	Kjeldahl-Kolben, 500 ml
10-0078	K750	Kjeldahl-Kolben, 750 ml

Katalysator- und Antischaumtabletten

Bestellnr.	Typ	Beschreibung
12-0326	Se	KJELCAT-Tabletten 3,5 g K ₂ SO ₄ + 0,0035 g Se 1.000 Stück
12-0328	Cu	KJELCAT-Tabletten 5,0 g K ₂ SO ₄ + 0,5 g CuSO ₄ x 5H ₂ O 1.000 Stück
12-0329	CuTi	KJELCAT-Tabletten 5,0 g K ₂ SO ₄ + 0,15 g CuSO ₄ x 5H ₂ O + 0,15 g TiO ₂ 1.000 Stück
12-0336	Cu light	KJELCAT-Tabletten, 5,0 g K ₂ SO ₄ + 0,1 g CuSO ₄ x 5H ₂ O 1.000 Stück
12-0332	AS	Antischaum-Tabletten 0,97 Na ₂ SO ₄ + 0,03 g Silikon-Antischaum 1.000 Stück
12-0334	CK	Kjelcat 3.5g K ₂ SO ₄ + 0.4g CuSO ₄ x 5H ₂ O, 1.000 Stück

Weiteres Zubehör sowie Verbrauchsmaterialien auf Anfrage.



C. Gerhardt GmbH & Co. KG
 Cäsariusstraße 97 · 53639 Königswinter, Deutschland
 Tel.: +49 (0) 2223 2999-0 · www.gerhardt.de

Überreicht von: