

KLASYKA APARAT SOXHLETA



Aparatura do klasycznej, ręcznej ekstrakcji metodą Soxhleta.

Wypróbowana i przetestowana jakość C. Gerhardta do oznaczania zawartości tłuszczu w żywności i paszach za pomocą ekstrakcji stałej/ciekłej przy użyciu odpowiedniego rozpuszczalnika.

Szeregowa jednostka grzewcza z 6 indywidualnie regulowanymi grzałkami. Z wymiennymi formami górnymi, wkładkami do kąpeli powietrznej, prętami wsporczymi i kablem sieciowym.

System doprowadzania wody chłodzącej, szklane części Soxhleta i uchwyty do mocowania szklanych części do prętów wsporczych należy zamawiać osobno.

Zakres dostawy: Seryjna jednostka grzewcza EV
Wymienne formy górne
Wkładki do wanny powietrznej
Pręty nośne
Instrukcja obsługi

Informacje o zamówieniu

Nr zamówienia.	Typ	Opis
10-0012*	EV6 AII/16	Podgrzewacz ekstrakcyjny (Soxhlet), 6-miejscowy, 230 V, 50-60 Hz
		Wersja 115 V
10-0209*	EV6 AII/16	Podgrzewacz ekstrakcyjny (Soxhlet), 6-miejscowy, 115 V, 60 Hz

* System doprowadzania wody chłodzącej, szklane części Soxhleta i uchwyty do mocowania prętów szklanych należy zamawiać osobno (patrz Akcesoria).

Dane techniczne

Typ	EV6 AII/16
Maks. Temperatura [°C]	425
Miejsca ogrzewania	6
Rozmiar kolb [ml]	250, 500
Wymiary szer / gł / wys [mm]	900 / 225 / 650
Waga [kg]	14
Napięcie znamionowe [V]	230, 115
Częstotliwość [Hz]	50 - 60 ¹⁾
Moc nominalna [W]	2700

1) Wersja 115 V tylko 60 Hz

Akcesoria

Nr zamówienia.	Typ	Opis
10-0054	H	Uchwyt na szklane części Soxhleta
10-0060	K6	Rura doprowadzająca wodę chłodzącą, 6-miejscowa, do ekstrakcyjnego urządzenia grzewczego EV6 All/16
10-0061	SG2	Zestaw szklany Soxhleta, 3 części, 500 ml, składający się z: 1 x 10-0068 Kolba płaskodenna 500 ml 1 x 10-0063 Skraplacz z rurką zwijaną 1 x 10-0066 Ekstraktor 150 ml
10-0062	SG1	Zestaw szklany Soxhleta, 3 części, 250 ml, składający się z: 1 x 10-0069 Kolba płaskodenna 250 ml 1 x 10-0063 Skraplacz z rurką zwijaną 1 x 10-0066 Ekstraktor 150 ml
13-0054	SE33A	Gilzy ekstrakcyjne, 33 x 80 mm, 25 szt.
10-0053	All	Wymienna forma górna, Ø 95 mm
10-0056	SPII	Wkładka do kąpieli powietrznej (pajęczyna), do wymiennej formy górnej All
10-0097	ST60	Pręt nośny, 600 x 12 mm, VA, z posuwem śrubowym
10-0100	ST100	Pręt nośny, 1.000 x 12 mm, VA, z posuwem śrubowym (alternatywa dla ST60)
1000496		Przewód silikonowy 8 x 2 mm (długość należy podać przy zamawianiu)
1000486		Przewód silikonowy 12 x 2 mm (długość należy podać przy zamawianiu)


Więcej akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych na życzenie.



10-0054



10-0060



10-0068

10-0069



10-0063



10-0066



13-0054



10-0053



10-0056



10-0097 (10-0100)