

KLASSISCHE SOXHLET-APPARATUR



Apparatur für klassische, manuelle Extraktionen nach der Soxhlet-Methode.

Bewährte C. Gerhardt-Qualität für die Bestimmung des Fettgehaltes in Nahrungs- und Futtermitteln durch Fest-Flüssigextraktion unter Verwendung entsprechender Lösungsmittel.

Reihenheizbank mit 6 individuell regelbaren Heizstellen. Mit Auflegemulden, Luftbadeinlagen, Stativstäben und Netzanschlusskabel.

Die Kühlwasserversorgung, Soxhlet-Glasteile und Halter zur Befestigung der Glasteile an den Stativstäben müssen separat bestellt werden.

Lieferumfang

- Heizbank EV
- Auflegemulden
- Luftbadeinlagen
- Stativstäbe
- Netzanschlusskabel
- Betriebsanleitung

Bestelldaten

Bestellnr.	Typ	Beschreibung
10-0012*	EV6 AII/16	Extraktionsheizapparat (Soxhlet) 6-stellig, 230 V, 50-60 Hz

* Kühlwasserversorgung, Soxhlet-Glasteile und Halter zur Befestigung der Glasteile müssen separat bestellt werden (siehe Zubehör).

Technische Daten

Typ	EV6 AII/16
Max. Temperatur [°C]	425
Heizstellen	6
für Kolbengrößen [ml]	250, 500
Maße B / T / H [mm]	900 / 225 / 650
Gewicht [kg]	14
Nennspannung [V]	230, 115
Frequenz [Hz]	50 - 60
Nennaufnahme [W]	2700

Zubehör

Bestellnr.	Typ	Beschreibung
10-0054	H	Halter für Soxhlet-Glasteile
10-0060	K6	Kühlwasserversorgung 6stellig, für Extraktionsheizapparat EV6 All/16
10-0061	SG2	Soxhlet-Glassatz 3teilig, 500 ml, bestehend aus: 1 x 10-0068 Stehkolben 500 ml 1 x 10-0063 Schlangenkühler 1 x 10-0066 Extraktor 150 ml
10-0062	SG1	Soxhlet-Glassatz 3teilig, 250 ml, bestehend aus: 1 x 10-0069 Stehkolben 250 ml 1 x 10-0063 Schlangenkühler 1 x 10-0066 Extraktor 150 ml
13-0054	SE33A	Extraktionshülsen, 33 x 80 mm, 25 St./ Packung
10-0053	All	Auflegemulde Ø 95 mm
10-0056	SPII	Luftbadeinlage (Spinne) für Auflegemulde All
10-0097	ST60	Stativstab, 600 x 12 mm, VA, zum Einschrauben
10-0100	ST100	Stativstab 1.000 x 12 mm, VA, zum Einschrauben (alternativ zu ST60)
1000496		Silikonschlauch 8 x 2 mm (bei Bestellung Länge angeben)
1000486		Silikonschlauch 12 x 2 mm (bei Bestellung Länge angeben)

Weiteres Zubehör sowie Verbrauchsmaterialien auf Anfrage.



10-0054



10-0060



10-0068



10-0069



10-0063



10-0066



13-0054



10-0053



10-0056



10-0097 (10-0100)



C. Gerhardt GmbH & Co. KG
 Cäsariusstraße 97 · 53639 Königswinter, Deutschland
 Tel.: +49 (0) 2223 2999-0 · www.gerhardt.de

Überreicht von: