

# KLASSISCHE SOXHLET-APPARATUR



Apparatur für klassische, manuelle Extraktionen nach der Soxhlet-Methode.

Bewährte C. Gerhardt-Qualität für die Bestimmung des Fettgehaltes in Nahrungs- und Futtermitteln durch Fest-Flüssigextraktion unter Verwendung entsprechender Lösungsmittel.

Reihenheizbank mit 6 individuell regelbaren Heizstellen. Mit Auflegemulden, Luftbadeinlagen, Stativstäben und Netzanschlusskabel.

Die Kühlwasserversorgung, Soxhlet-Glasteile und Halter zur Befestigung der Glasteile an den Stativstäben müssen separat bestellt werden.

**Lieferumfang**

- Heizbank EV
- Auflegemulden
- Luftbadeinlagen
- Stativstäbe
- Betriebsanleitung

## Bestelldaten

Bestellnr.	Typ	Beschreibung
10-0012*	EV6 AII/16	Extraktionsheizapparat (Soxhlet) 6-stellig, 230 V, 50-60 Hz
		<b>Version 115 V</b>
10-0209*	EV6 AII/16	Extraktionsheizapparat (Soxhlet) 6-stellig, 115 V, 60 Hz

\* Kühlwasserversorgung, Soxhlet-Glasteile und Halter zur Befestigung der Glasteile müssen separat bestellt werden (siehe Zubehör).

## Technische Daten

Typ	EV6 AII/16
Max. Temperatur [°C]	425
Heizstellen	6
für Kolbengrößen [ml]	250, 500
Maße B / T / H [mm]	900 / 225 / 650
Gewicht [kg]	14
Nennspannung [V]	230, 115
Frequenz [Hz]	50 - 60 <sup>1)</sup>
Nennaufnahme [W]	2700

1) Ausführung 115 V nur 60 Hz

Zubehör

Bestellnr.	Typ	Beschreibung
10-0054	H	Halter für Soxhlet-Glasteile
10-0060	K6	Kühlwasserversorgung 6stellig, für Extraktionsheizapparat EV6 All/16
10-0061	SG2	Soxhlet-Glassatz 3teilig, 500 ml, bestehend aus: 1 x 10-0068 Stehkolben 500 ml 1 x 10-0063 Schlangenkühler 1 x 10-0066 Extraktor 150 ml
10-0062	SG1	Soxhlet-Glassatz 3teilig, 250 ml, bestehend aus: 1 x 10-0069 Stehkolben 250 ml 1 x 10-0063 Schlangenkühler 1 x 10-0066 Extraktor 150 ml
13-0054	SE33A	Extraktionshülsen, 33 x 80 mm, 25 St./ Packung
10-0053	All	Auflegemulde Ø 95 mm
10-0056	SPII	Luftbadeinlage (Spinne) für Auflegemulde All
10-0097	ST60	Stativstab, 600 x 12 mm, VA, zum Einschrauben
10-0100	ST100	Stativstab 1.000 x 12 mm, VA, zum Einschrauben (alternativ zu ST60)
1000496		Silikonschlauch 8 x 2 mm (bei Bestellung Länge angeben)
1000486		Silikonschlauch 12 x 2 mm (bei Bestellung Länge angeben)

Weiteres Zubehör sowie Verbrauchsmaterialien auf Anfrage.



Überreicht von: