

ZESTAW DO CYJANKU



Aparat do mineralizacji opracowany specjalnie do dekompozycji i oczyszczania próbek wody i gleby w celu oznaczania łatwo uwalnianych cyjanków i cyjanku całkowitego, a także innych lotnych gazów. Sprawdzona technologia C. Technologia Gerhardt oparta na urządzeniu do szybkiej mineralizacji TURBOTHERM. Szybkie, równomierne ogrzewanie dzięki technologii podczerwieni. Z przepływomierzem i mieszadłem magnetycznym w każdym punkcie ogrzewania. Zgodnie z normami DIN 38405 i DIN ISO 11262.

Dostępne z różnymi złączami.

Zakres dostawy

Jednostka podstawowa TURBOTHERM
Mieszadło magnetyczne
Przystawka cyjankowa, w tym: wszystkie elementy szklane, statyw na wkładki, kolby do mineralizacji i zestaw rurek

CYANIDE-EQUIPMENT (z mieszadłem magnetycznym)

Typ	TTs 4 CAR
DANE TECHNICZNE	
Miejsca ogrzewania	4
Rozmiar próbek [ml]	800
Temperatura maks. [°C]	około 650
Programy ¹⁾	991 ¹⁾
Regulowany przepływ objętościowy:	10 - 100 l/h
Moc nominalna [W]	2000 (1800)
Wymiary szer / gł / wys [mm]	525 / 520 / 845
Waga [kg]	ok. 36,5
Napięcie znamionowe [V]	230 (115)
Pobór prądu [A]	9,0 (16,0)
Częstotliwość [Hz]	50/60
DOSTAWY	
TURBOTHERM - system podstawowy TT 4 CAR (z wbudowanym mieszadłem magnetycznym)	1 x
Statyw wkładany EG480	1 x
Kolba do mineralizacji 800 ml z NS45	4 x
Lejek zrzutowy	4 x
Pałupka absorpcyjna	4 x
Chłodnica zwrotna	4 x
Zestaw rurek	1 x
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU	
Wersja 230 V	12-0614
Wersja 115 V	12-0615

1) każdy program jest dostępny z 40 różnymi stopniami grzania, które mają programowalne czasy i moce grzania. Dane techniczne w nawiasach dla wersji 115 V

Akcesoria

Nr zamówienia.	Opis
12-0285	Kondensator RKC, z NS45, do zestawu akcesoriów cyjankowych 4C
12-0286	Kolba mineralizacyjna AGC, z NS45, dla jednostki mineralizacyjnej TURBOTHERM "Cyjanek
12-0287	Lej zrzutowy TRC, dla jednostki mineralizacyjnej TURBOTHERM "Cyjanek
12-0288	Putapka chłodząca AFC, dla jednostki mineralizacyjnej TURBOTHERM "Cyjanek" (standard)
12-0290	Putapka chłodząca 100 ml NS29, otwór górny 20 mm ID, cyjanek (specjalny)
1000502	Rurki PVC 10/14
1002447	Rurka wlotu gazu formowana 4 x 6, L 500, do zestawu do cyjanku
1007314	Tacka ociekowa, stal nierdzewna
12-0272	Statyw na wkładki EG480, na 4 próbki 800 ml
10-0057	Kabel sieciowy 230 V AKE, 3 x 1,0 mm ² , L 1,5 m, powlekany gumą
1002243	Kabel sieciowy 115 V AKE, L 2,0 m

Więcej akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych na życzenie.

